

Заявка на приобретение реактивов для оказания платных услуг на 2 квартал 2010 г. Заказчик: МУЗ "Городская больница №4"г.Владимира.Для субъектов малого предпринимательства.

Код общероссийского классификатора	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма., руб	Требования к техническим характеристикам товара	
93 8900 6	Т4 Тироксин (Хема, Россия)	наб.	3	2 120,80	6 362,40	Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие
						Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ
						Количество анализов (включая контроли)	96 анализов
						Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
						Образец для анализа	Сыворотка, плазма
						Температура инкубации	20-25°C
						Общее время инкубации	Не более 75 мин.
						Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
						Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм
						Метод ИФА анализа	количественный
						Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 32, 64, 160, 320 нмоль/л Т4. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.
						контрольная сыворотка	наличие
						Диапазон выявления концентраций	32-320 нмоль/л
						Чувствительность	13 нмоль/л
						Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.
						Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%
						Инструкция по использованию набора (язык)	Русский
93 8900 6	АТ к тиреопероксидазе (ТПО) (Хема, Россия)	наб.	2	2 686,20	5 372,40	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.
						Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие
						Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие
						Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие
						Принцип анализа	Непрямой двустадийный иммуноферментный анализ
						Количество анализов (включая контроли)	96 анализов
						Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
						Образец для анализа	Сыворотка, плазма
						Температура инкубации	18-25°C
						Общее время инкубации	Не более 75 минут
						Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
						Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм
						Метод ИФА анализа	Количественный
						Калибровочные пробы	5 калибровочных проб, содержащих 0, 30, 100, 300, 1000 МЕ/мл АТ-ТПО. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.
						контрольная сыворотка	Наличие
						Диапазон выявления концентраций	30 -100 МЕ/мл
						Чувствительность	10 МЕ/мл
						Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.
						Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%
						Инструкция по использованию набора (язык)	Русский
						Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.
						Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие
						Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие

93 8900 6	Т3 трииодтиронин (Хема, Россия)	наб.	1	2 120,80	2 120,80	Регистрационное свидетельство Минздрава Росси	Наличие
						Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ
						Количество анализов (включая контроли)	96 анализов
						Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
						Образец для анализа	Сыворотка, плазма
						Температура инкубации	37°С
						Общее время инкубации	Не более 75 мин.
						Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
						Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм
						Метод ИФА анализа	количественный
						Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 2,5, 5, 10, 20, 40 пмоль/л свТ3 Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.
						контрольная сыворотка	Наличие
						Диапазон выявления концентрации	2,5-40 пмоль/л
						Чувствительность	1 пмоль/л
						Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.
93 8900 6	Кортизол (Хема, Россия)	наб.	1	2 613,60	2 613,60	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%
						Инструкция по использованию набора (язык)	Русский
						Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.
						Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие
						Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие
						Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие
						Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ
						Количество анализов (включая контроли)	96 анализов
						Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
						Образец для анализа	Сыворотка, плазма
						Температура инкубации	37°С
						Общее время инкубации	Не более 75 минут
						Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению
						Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм
						Метод ИФА анализа	Количественный
						Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 40, 80, 200, 600, 2000 нмоль/л Кортизола. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.
93 8900 6	Кортизол (Хема, Россия)	наб.	1	2 613,60	2 613,60	контрольная сыворотка	Наличие
						Диапазон выявления концентраций	40-2000 нмоль/л
						Чувствительность	25 нмоль/л
						Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 х 96-луночный планшет.
						Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%
						Инструкция по использованию набора (язык)	Русский
						Упаковка	Прозрачная zipперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.
						Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие
						Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие
						Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие
						Принцип анализа	Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ
						Количество анализов (включая контроли)	96 анализов
						Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок
						Образец для анализа	Сыворотка, плазма
						Температура инкубации	37°С
						Общее время инкубации	Не более 75 минут

93 8900 6	Пролактин (Хема, Россия)	ИФА	наб.	1	2 758,80	2 758,80	<table><tr><td>Регистрационное свидетельство Минздрава России</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Принцип анализа</td><td>Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ</td></tr><tr><td>Количество анализов (включая контроли)</td><td>96 анализов</td></tr><tr><td>Формат планшета</td><td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td></tr><tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr><tr><td>Температура инкубации</td><td>37°С</td></tr><tr><td>Общее время инкубации</td><td>Не более 135 минут</td></tr><tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr><tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr><tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>Количественный</td></tr><tr><td>Калибровочные пробы</td><td>0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л ПР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td></tr><tr><td>Контрольная сыворотка</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Диапазон выявления концентраций</td><td>100-2000 МЕ/л</td></tr><tr><td>Чувствительность</td><td><50 МЕ/л</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td></tr><tr><td>Остаточный срок годности на момент поставки</td><td>Не менее 80%</td></tr><tr><td>Инструкция по использованию набора (язык)</td><td>Русский</td></tr><tr><td>Упаковка</td><td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td></tr><tr><td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td><td>Наличие</td></tr></table>	Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие	Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	Не более 135 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л ПР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	100-2000 МЕ/л	Чувствительность	<50 МЕ/л	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие
							Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие																																							
							Принцип анализа	Одностадийный "сендвич" иммуноферментный анализ																																							
							Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																							
							Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																							
							Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																							
							Температура инкубации	37°С																																							
							Общее время инкубации	Не более 135 минут																																							
							Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																							
							Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																							
							Метод ИФА анализа	Количественный																																							
							Калибровочные пробы	0, 100, 200, 1000, 2000 мМЕ/л ПР. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																							
							Контрольная сыворотка	Наличие																																							
							Диапазон выявления концентраций	100-2000 МЕ/л																																							
							Чувствительность	<50 МЕ/л																																							
							Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																							
							Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																							
							Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																							
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																														
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																														
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																														
93 8900 6	РЭА (Хема, Россия)		наб.	1	2 831,40	2 831,40	<table><tr><td>Регистрационное свидетельство Минздрава России</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Принцип анализа</td><td>Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ</td></tr><tr><td>Количество анализов (включая контроли)</td><td>96 анализов</td></tr><tr><td>Формат планшета</td><td>96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок</td></tr><tr><td>Образец для анализа</td><td>Сыворотка, плазма</td></tr><tr><td>Температура инкубации</td><td>37°С</td></tr><tr><td>Общее время инкубации</td><td>Не более 75 минут</td></tr><tr><td>Хромогенный субстрат</td><td>Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению</td></tr><tr><td>Регистрация ИФА реакции</td><td>Фотометрический метод при длине волны: 450 нм</td></tr><tr><td>Метод ИФА анализа</td><td>Количественный</td></tr><tr><td>Калибровочные пробы</td><td>6 калибровочных проб, содержащих 0, 2, 4, 8, 32, 64 нг/мл КЭА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.</td></tr><tr><td>Контрольная сыворотка</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Диапазон выявления концентраций</td><td>2-64 нг/мл</td></tr><tr><td>Чувствительность</td><td>1,4 нг/мл</td></tr><tr><td>Комплектация</td><td>Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.</td></tr><tr><td>Остаточный срок годности на момент поставки</td><td>Не менее 80%</td></tr><tr><td>Инструкция по использованию набора (язык)</td><td>Русский</td></tr><tr><td>Упаковка</td><td>Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.</td></tr><tr><td>Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.</td><td>Наличие</td></tr><tr><td>Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680</td><td>Наличие</td></tr></table>	Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие	Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ	Количество анализов (включая контроли)	96 анализов	Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок	Образец для анализа	Сыворотка, плазма	Температура инкубации	37°С	Общее время инкубации	Не более 75 минут	Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению	Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм	Метод ИФА анализа	Количественный	Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 2, 4, 8, 32, 64 нг/мл КЭА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.	Контрольная сыворотка	Наличие	Диапазон выявления концентраций	2-64 нг/мл	Чувствительность	1,4 нг/мл	Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.	Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%	Инструкция по использованию набора (язык)	Русский	Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.	Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие	Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие
							Регистрационное свидетельство Минздрава России	Наличие																																							
							Принцип анализа	Двухстадийный "сендвич" иммуноферментный анализ																																							
							Количество анализов (включая контроли)	96 анализов																																							
							Формат планшета	96 луночный, разделяемый:12 стрипов по 8 лунок																																							
							Образец для анализа	Сыворотка, плазма																																							
							Температура инкубации	37°С																																							
							Общее время инкубации	Не более 75 минут																																							
							Хромогенный субстрат	Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению																																							
							Регистрация ИФА реакции	Фотометрический метод при длине волны: 450 нм																																							
							Метод ИФА анализа	Количественный																																							
							Калибровочные пробы	6 калибровочных проб, содержащих 0, 2, 4, 8, 32, 64 нг/мл КЭА. Калибровочные пробы имеют фиксированные значения концентрации аналита.																																							
							Контрольная сыворотка	Наличие																																							
							Диапазон выявления концентраций	2-64 нг/мл																																							
							Чувствительность	1,4 нг/мл																																							
							Комплектация	Калибровочные пробы, контрольная сыворотка, стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению, 1 x 96-луночный планшет.																																							
							Остаточный срок годности на момент поставки	Не менее 80%																																							
							Инструкция по использованию набора (язык)	Русский																																							
Упаковка	Прозрачная зипперная. Цефленовая вакуумная упаковка планшета.																																														
Цветовая индикация внесения реагентов в лунку.	Наличие																																														
Протокол адаптации к анализатору Bio-Rad 680	Наличие																																														

93 8900 6	U-Albumin тест-набор для определения микроальбумина (Axis-Shield, Норвегия)	наб.	3	4 620,00	13860,00	24 теста																																																																																																																																																																																																			
93 8900 6	Гормокон набор контролей для иммуноанализа (Хема, Россия)	наб.	1	4 620,00	4 620,00	Перечень используемых производителей тест-систем и анализаторов Хема-Медика (ИФА), Россия Алкор-Био (ИФА), Россия Вектор-Бест (ИФА), Россия НВО Иммунотех (ИФА), Россия Abbott Laboratories (Abbott Axsym), США Bayer Diagnostics (Bayer Advia Centaur), США Diagnostic Products Corporation (DPC Immulite 2000), США Roche Diagnostics GmbH (Roche Elecsys 2010), Германия <table><tr><td colspan="5">Описание</td><td>К-во</td><td>Ед-цы</td></tr><tr><td colspan="5">Контроль N (средний уровень), по 2мл</td><td>2</td><td>шт</td></tr><tr><td colspan="5">Контроль Н (высокий уровень), по 2 мл</td><td>2</td><td>шт</td></tr><tr><td colspan="5">Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская</td><td>1</td><td>шт</td></tr><tr><td colspan="5">Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон</td><td>1</td><td>шт</td></tr><tr><td rowspan="2">Аналит</td><td rowspan="2">Единицы</td><td colspan="3">Контроль N</td><td colspan="3">Контроль Н</td></tr><tr><td>среднее</td><td colspan="2">диапазон</td><td>среднее</td><td colspan="2">диапазон</td></tr><tr><td>ТТГ</td><td>мМЕд/л</td><td>1,76</td><td>1,58</td><td>1,94</td><td>8,2</td><td>7,38</td><td>9,02</td></tr><tr><td>ЛГ</td><td>МЕд/л</td><td>9,9</td><td>8,91</td><td>10,89</td><td>26,3</td><td>23,67</td><td>28,93</td></tr><tr><td>ФСГ</td><td>МЕд/л</td><td>31,6</td><td>28,44</td><td>34,76</td><td>>50</td><td>>50</td><td>>50</td></tr><tr><td>ХГ</td><td>МЕд/л</td><td>2,5</td><td>2,25</td><td>2,75</td><td>32,5</td><td>29,25</td><td>35,75</td></tr><tr><td>Гормон роста</td><td>мМЕ/л</td><td>26</td><td>23,40</td><td>28,60</td><td>>50</td><td>>50</td><td>>50</td></tr><tr><td>Пролактин</td><td>мМЕ/л</td><td>163</td><td>146,70</td><td>179,30</td><td>1678</td><td>1510,20</td><td>1845,80</td></tr><tr><td>Т3</td><td>нмоль/л</td><td>3,3</td><td>2,97</td><td>3,63</td><td>10,02</td><td>9,02</td><td>11,02</td></tr><tr><td>св Т3</td><td>пмоль/л</td><td>7,5</td><td>6,75</td><td>8,25</td><td>23,9</td><td>21,51</td><td>26,29</td></tr><tr><td>Т4</td><td>нмоль/л</td><td>85</td><td>76,50</td><td>93,50</td><td>261</td><td>234,90</td><td>287,10</td></tr><tr><td>св Т4</td><td>пмоль/л</td><td>16,2</td><td>14,58</td><td>17,82</td><td>57,9</td><td>52,11</td><td>63,69</td></tr><tr><td>Прогестерон</td><td>нмоль/л</td><td>16,2</td><td>14,58</td><td>17,82</td><td>>100</td><td>>100</td><td>>100</td></tr><tr><td>Эстрадиол</td><td>нмоль/л</td><td>0,27</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>4,91</td><td>4,42</td><td>5,40</td></tr><tr><td>Тестостерон</td><td>нмоль/л</td><td>3,52</td><td>3,17</td><td>3,87</td><td>25,6</td><td>23,04</td><td>28,16</td></tr><tr><td>Кортизол</td><td>нмоль/л</td><td>299,3</td><td>269,37</td><td>329,23</td><td>982,4</td><td>884,16</td><td>1080,64</td></tr><tr><td>ДЭАС</td><td>мкг/мл</td><td>0,81</td><td>0,73</td><td>0,89</td><td>17,3</td><td>15,57</td><td>19,03</td></tr><tr><td>17-ОН-Прогестерон</td><td>нмоль/л</td><td>2,1</td><td>1,89</td><td>2,31</td><td>23,8</td><td>21,42</td><td>26,18</td></tr><tr><td>IgE</td><td>МЕд/мл</td><td>125,00</td><td>112,50</td><td>137,50</td><td>290,0</td><td>261,0</td><td>319,0</td></tr></table>											Описание					К-во	Ед-цы	Контроль N (средний уровень), по 2мл					2	шт	Контроль Н (высокий уровень), по 2 мл					2	шт	Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская					1	шт	Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон					1	шт	Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль Н			среднее	диапазон		среднее	диапазон		ТТГ	мМЕд/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02	ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93	ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50	ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75	Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50	Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80	Т3	нмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02	св Т3	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29	Т4	нмоль/л	85	76,50	93,50	261	234,90	287,10	св Т4	пмоль/л	16,2	14,58	17,82	57,9	52,11	63,69	Прогестерон	нмоль/л	16,2	14,58	17,82	>100	>100	>100	Эстрадиол	нмоль/л	0,27	0,24	0,30	4,91	4,42	5,40	Тестостерон	нмоль/л	3,52	3,17	3,87	25,6	23,04	28,16	Кортизол	нмоль/л	299,3	269,37	329,23	982,4	884,16	1080,64	ДЭАС	мкг/мл	0,81	0,73	0,89	17,3	15,57	19,03	17-ОН-Прогестерон	нмоль/л	2,1	1,89	2,31	23,8	21,42	26,18	IgE	МЕд/мл	125,00	112,50	137,50	290,0	261,0	319,0
Описание					К-во	Ед-цы																																																																																																																																																																																																			
Контроль N (средний уровень), по 2мл					2	шт																																																																																																																																																																																																			
Контроль Н (высокий уровень), по 2 мл					2	шт																																																																																																																																																																																																			
Инструкция Набор контролей ГормоКон, русская					1	шт																																																																																																																																																																																																			
Паспорт контроля качества Набор контролей ГормоКон					1	шт																																																																																																																																																																																																			
Аналит	Единицы	Контроль N			Контроль Н																																																																																																																																																																																																				
		среднее	диапазон		среднее	диапазон																																																																																																																																																																																																			
ТТГ	мМЕд/л	1,76	1,58	1,94	8,2	7,38	9,02																																																																																																																																																																																																		
ЛГ	МЕд/л	9,9	8,91	10,89	26,3	23,67	28,93																																																																																																																																																																																																		
ФСГ	МЕд/л	31,6	28,44	34,76	>50	>50	>50																																																																																																																																																																																																		
ХГ	МЕд/л	2,5	2,25	2,75	32,5	29,25	35,75																																																																																																																																																																																																		
Гормон роста	мМЕ/л	26	23,40	28,60	>50	>50	>50																																																																																																																																																																																																		
Пролактин	мМЕ/л	163	146,70	179,30	1678	1510,20	1845,80																																																																																																																																																																																																		
Т3	нмоль/л	3,3	2,97	3,63	10,02	9,02	11,02																																																																																																																																																																																																		
св Т3	пмоль/л	7,5	6,75	8,25	23,9	21,51	26,29																																																																																																																																																																																																		
Т4	нмоль/л	85	76,50	93,50	261	234,90	287,10																																																																																																																																																																																																		
св Т4	пмоль/л	16,2	14,58	17,82	57,9	52,11	63,69																																																																																																																																																																																																		
Прогестерон	нмоль/л	16,2	14,58	17,82	>100	>100	>100																																																																																																																																																																																																		
Эстрадиол	нмоль/л	0,27	0,24	0,30	4,91	4,42	5,40																																																																																																																																																																																																		
Тестостерон	нмоль/л	3,52	3,17	3,87	25,6	23,04	28,16																																																																																																																																																																																																		
Кортизол	нмоль/л	299,3	269,37	329,23	982,4	884,16	1080,64																																																																																																																																																																																																		
ДЭАС	мкг/мл	0,81	0,73	0,89	17,3	15,57	19,03																																																																																																																																																																																																		
17-ОН-Прогестерон	нмоль/л	2,1	1,89	2,31	23,8	21,42	26,18																																																																																																																																																																																																		
IgE	МЕд/мл	125,00	112,50	137,50	290,0	261,0	319,0																																																																																																																																																																																																		

Итого: 40539,40

Главный врач / В.Н Иваненко. /